

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku	INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU Z ODLEŻYNY	Zał. – LM/PB-03/10
		1/1

Sposób postępowania

1.

- usunąć starą wydzielinę z powierzchni odleżyny,
- przemyć powierzchnię jałowym roztworem soli fizjologicznej lub w wyjątkowych okolicznościach 70% alkoholem,
- pobrać biopłat tkanki (fragment > 1 cm) lub w przypadku treści płynnej aspirat w ilości >1 ml,
- materiał umieścić w jałowym szczelnym pojemniku i w ciągu 1 godziny dostarczyć do laboratorium,
- jeśli transport będzie trwał dłużej niż 1 godz. zastosować podłoże transportowe jak Portagerm Flacons lub Portagerm Amies + zgodnie załącznikiem LM/PB-03/12; LM/PB-03/13; Lm/PB-03/14.

UWAGA: Portagerm Flakons i Portagerm Amies można nabyć w Laboratorium Mikrobiologii.

	Imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	data	podpis
Opracował:	Dr Ewa Namysł	Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego		