

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku	<b>INSTRUKCJA POBIERANIA KRWI DO BADANIA SEROLOGICZNEGO</b>	Zał. – LM/PB-03/16
		1/1

### Sposób postępowania

1. Krew pobiera lekarz lub pielęgniarka z żyły łokciowej.
2. Skórę w miejscu wkłucia należy odkażić preparatem jodowo-powidynowym przez okres 1 minuty, a następnie 70% alkoholem lub izopropylowym, aż do odparowania.
3. Krew należy pobrać na skrzep, w systemie zamkniętym Monovette.
4. Poranną krew należy od razu dostarczyć do Laboratorium Mikrobiologii; jeśli to niemożliwe do 24 godzin można ją przechować w temperaturze lodówki +4°C.
5. Probówka z pobraną krwią musi być czytelnie podpisana: nazwiskiem i imieniem pacjenta, godzina pobrania krwi

### UWAGA:

1. **Do oznaczenia 1 markera: antygeny lub jednej klasy przeciwciał wystarczy pobrać 0,5-1,0ml krwi.**
2. **Osoba pobierająca krew dezynfekuje ręce zgodnie z procedurą ZZ-07 i zakłada rękawiczki ochronne przed przystąpieniem do zabiegu.**

	Imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	data	podpis
Opracował:	Dr Ewa Namysł	Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego		