

<b>Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku</b>	<b>Instrukcja pobierania materiału z kanału słuchowego.</b>	<b>Zał. – LM/PB-03/19</b>
		1/1

### Sposób postępowania

1. Przed pobraniem wymazu ,skórę przewodu słuchowego oczyścić tamponem z waty nasyconym alkoholowym preparatem antyseptycznym do skóry i osuszyć.
2. Zanim zostanie pobrany materiał, zwilżyć wacik wymazówki jałowym roztworem soli fizjologicznej usunąć nim woszczyne nagromadzoną w kanale słuchowym.
3. Skórę przewodu słuchowego oczyścić tamponem z waty nasyconym alkoholowym preparatem antyseptycznym do skóry, poczekać aż preparat wyschnie.
4. Następnie nowym, jałowym i zwilżonym jałową solą fizjologiczną, wacikiem wymazowym pobrać materiał ( należy pokręcić wacikiem ) z miejsca zapalnie zmienionego.
5. Wymazówkę umieścić w podłożu transportowym i utrzymując temperaturę pokojową (20-22°C) w czasie nie przekraczającym 2 godzin, dostarczyć do laboratorium mikrobiologii.

	Imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	data	podpis
opracował	Dr Ewa Namysł	Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego		